



Zubehör & Verbrauchsartikel Übersicht für Careclave

Austausch bei Bedarf (nach optischer Kontrolle oder bei Defekt):

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge	Listenpreis
ME02627	O-Ringe für ISO-Adapter	10 Stück	35 €
ME02624	O-Ringe für Sirona T1 Classic Adapter	5 Stück	21 €
ME02622	O-Ringe für Sirona-Turbinen Adapter	9 Stück	29 €
ME02621	O-Ring Set für KaVo-Turbinen Adapter (Multiflex)	Set für 1 Adapter	16 €
ME02625	O-Ring-Set für W&H-Turbinen Adapter (Roto Quick)	Set für 1 Adapter	19 €
ME02628	O-Ring für Set BienAir-Turbinen Adapter	Set für 1 Adapter	21 €
ME80016	Düse Spannzangenpflege	1 Stück	24 €
ME80360	Silikonschlauch für ext. Spraykanäle	1 m	10 €
ME10701	Sieb Carebox mit Halteklammer	1 Stück	59 €
ME22173	Carebox Verschluss	1 Stück	48 €

Austausch bei Displaymeldung:

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge	Listenpreis
ME84740	Care Oil	Dose mit 150 ml	62 €
ME21412	Carebox Filter	12 Stück	18 €
ME82260	Staubfilter (Medienboard)	1 Stück	22 €

Austausch in der Regel bei Wartung:

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge	Listenpreis
ME21465	Set Mediendichtungen für Carebox	1 Set (5x klein & 2x groß)	21 €
ME21404	Gehäusedichtung für Carebox / Cooling Box	1 Stück	10 €
ME21328	Dichtungsset für Adapterfuß	8 Stück	22 €
ME51240	Cooling Box HEPA-Filter	1 Stück	44 €